



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com


Столик специальный стеклянный с уровнем

ЦЕНА

по запросу

Категории:

Общелабораторное оборудование
Микробиология



Описание

Столик специальный стеклянный с уровнем предназначен для аккуратного формирования тонкого слоя агара при проведении реакции преципитации и других иммунно — диффузионных реакций. Столик снабжен пузырьковым уровнем и регулировочными ножками, что позволяет выставить его поверхность горизонтально.

Особенности

Столик специальный стеклянный с уровнем так же может использоваться и для



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

проведения электрофореза любых белков (ДНК, РНК, вирусы) в гелях. При разливе геля в кювету перед подготовкой процесса разделения в электрическом поле — используется наше изделие.

Характеристики

Габаритные размеры столешницы столика	300x300 мм
Стекло столешницы каленое, толщиной	10 мм
Высота столика над поверхностью	50 мм