



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Электрод для измерения pH-мяса (ЭК-03)


ЦЕНА

по запросу



Категории:

Приборы для ионометрического анализа
Приборы для ионометрического анализа мяса
Приборы для ионометрического анализа
продуктов питания
Оборудование для ионометрического анализа
Оборудование для ветеринарных клиник



Описание

Комбинированный электрод для измерения pH (мяса) ЭК-03 — предназначен для экспресс-измерения величины pH в мясе и мясных продуктах без предварительной пробоподготовки. Электрод встроен в клинок ножа, что обеспечивает измерение pH внутри куска мяса. Производительность: 20 — 30 проб в час. Чтобы купить pH метр для мяса оставьте заявку на сайте или обратитесь к онлайн-консультанту.

Особенности

Электроды комбинированные «ЭК» зарегистрированы в Госреестре средств измерений



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Российской Федерации под № 33178-06

Характеристики

Диапазон измерений	от 2 рН до 10 рН
Диапазон рабочих температур	от 15 °С до 40 °С
Время отклика при н.у.	не превышает 180 с
Отклонение водородной характеристики от линейности	не более ± 0.3 рН