



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com


Сетка — фильтр к аппаратам ГАСТРОС всех моделей

ЦЕНА

по запросу

Категории:

Аксессуары оборудования на трихинеллез



Описание

Сетка — фильтр для аппаратов ГАСТРОС — расходный материал.

Заменяется в плановом порядке, или по мере износа.

Подходит для всех моделей, с реактором 1 л, 2 л, и тремя реакторами по 2 л. Изготавливается из кислотостойкой нержавеющей стали, имеет индивидуальную маркировку, обеспечивающую правильный учет и оборот этого расходного элемента в плановом порядке.

Сетка-фильтр используется в аппаратах :

- Гастрос — 1 шт.
- Гастрос- 2 — 1 шт.
- Гастрос -6М — 3 шт.



ООО НТЦ "Петролазер"
www.petrolaser.ru

Многоканальный телефон:
+7 (812) 336-35-93

Бесплатный звонок по РФ:
8-800-600-53-99

Email: laser@petrolaser.ru
YouTube

Россия, 198099,
г. Санкт-Петербург,
Промышленная, д. 42



www.petrolaser.com

Особенности

[Письмо по замене сеток-фильтров](#)

Характеристики

Габаритные размеры, мм	120*10*
Размер ячейки, мкм	400
Материал сетки- кислотостойкая нерж. сталь	0.05 мм
Средний срок службы при ежедневном переваривании проб в ИЖС	6 мес
Масса, кг не более	0,150